HARTMANN

Створюючи
здорове майбутнє

Сучасні медичні технології догляду за ранами

Каталог продукції Хартманн 2019

PAUL HARTMANN AG сьогодні

У світі

- 1818
- Головний офіс в місті Хайденхайм, Німеччина
- 34 країни
  39 заводів
- > 10 000 співробітників
- > 1,9 млрд ЕВРО

Наші цінності

- ПРОФЕСІОНАЛІЗМ
- ПАРТНЕРСТВО
- ПРИСТРАСТЬ

Етапи розвитку компанії

1818 р.
Людвіг фон Хартманн придбав бавовняно-прядильну фабрику в м. Хайденхайм



1873 р.
Пауль Хартманн заснував перший завод по виробництву перев`язувальних матеріалів в Німеччині





1870 р.
Прорив у виробництві антисептичних пов'язок та хірургічних бавовняних матеріалів



5 напрямків бізнесу

- Догляд за ранами
- Дезінфекція
- Все для операційних
- Догляд за пацієнтом
- Засоби персонального догляду

Ми працюємо для Вас



1919 р.
Початок виробництва пластирів і пов`язок

1938 р.
Перша мазева пов`язка для безболісної перев`язки

1965 р.
Новий підхід до безпеки в операційній з хірургічними тампонами с рентгено-контрастною ниткою

1970 р.
Перехід до інконтиненції.
Folioplast – одноразові хірургічні покриття для запобігання інфікуванню

1997 р.
Лікування ран у вологому середовищі

2009 р.
Купівля компанії BODE, європейського лідера в галузі дезінфекції



2011 р.
Вівано – системи лікування ран негативним тиском



Представлення ГідроТерапії – іноваційного методу лікування хронічних ран



Догляд за ранами

Майже 200 років німецька компанія HARTMANN спеціалізується на розробці і виробництві пов'язок на рани. Ми пропонуємо сучасні рішення для лікування будь-яких ран, починаючи від невеликих саден і порізів до хронічних ран, які довго не загоюються.

Мазеві пов'язки

Мазеві пов'язки відносяться до найважливіших атравматичних перев'язувальних матеріалів. Вони не приклеюються до рани, захищають її від швидкого висихання, сприяють профілактиці рубців.

Спеціальні пов'язки

Призначені для лікування ран у вологому середовищі, особливо для хронічних ран і ран з поганою тенденцією до загоєнню.
Пов'язки добре очищають рану, забезпечують оптимальний водний баланс в рані, стимулюють утворення, зростання грануляційної тканини і епітелізацію. Вони прискорюють загоєння рани за рахунок скорочення всіх фаз раневого процесу, знижують кількість повторних операцій за рахунок щадної взаємодії з тканиною, профілактики вторинної інфекції і стимулювання регенераторно-репаративних процесів, а також покращують якість життя пацієнтів внаслідок низької адгезії і безболісності перев'язок.

Комбіновані сорбційні пов'язки

Пов'язки абсорбують рановий ексудат, який рівномірно розподіляється по сорбційному шару і утримується в товщі пов'язки.

Післяопераційні пластирні пов'язки

Є ідеальним засобом для догляду за незначними ушкодженнями шкіри та післяопераційними ранами.

Фіксуючі пластирі

Незамінний допоміжний засіб у багатьох областях медицини. Пластирі компанії HARTMANN мають чотири різні основи: текстильна тканина, шовк, нетканий матеріал і пориста прозора плівка.

Серветки з нетканого матеріалу

Є повноцінною альтернативою класичній марлевій серветці для застосування в стаціонарі і лабораторії. Мають високу вбираючу здатність.

Atrauman® / Атрауман

Пов`язка атравматична мазева



Застосування

Для атравматичного лікування ран на всіх етапах загоєння ран, в т.ч. для ексудуючих ран, для лікування ран під час грануляції та епіталізації. Особливо рекомендується для пацієнтів з чутливою шкірою або з підвищеною реакцією на медикаменти.

Характеристики

Атравматична мазева пов`язка із гідрофобного поліефірного матеріалу, просочена нейтральною мазевою масою (суміш натуральних або рослинних жирних кислот у вигляді ди- і тригліцеридів) без додавання вазеліну чи інших парафінів. М'яка і пластична, добре драпірується, проникна для секрету, не прилипає до рани.



Розмір	Артикул	Одиниця розрахунку	Кількість в упаковці, шт	Вантажна одиниця
5 см x 5 см	499 510	упаковка	10	40
5 см x 5 см	499 550	упаковка	50	16
7,5 см x 10 см	499 513	упаковка	10	20
7,5 см x 10 см	499 553	упаковка	50	8
10 см x 20 см	499 536	упаковка	30	5
20 см x 30 см	499 515	упаковка	10	3

Стерильно, запечатано поштучно.

Grassolind® neutral / Гразолінд нейтрал

Пов`язка атравматична мазева



Застосування


Для атравматичної обробки поверхневих ран, абразивних ран, рваних ран, опіків, кислотних опіків, в якості покриття донора і реципієнта при пересадці шкіри, в пластичній та косметичній хірургії.

Характеристики

Мазева крупносітчаста пов`язка, виготовлена з повітро- і секрето проникної бавовняної тканини та просочена нейтральною безводною мазевою масою, яка не вимивається навіть при сильній ексудації.

Мазь містить: білий вазелін, складні ефіри дигліцерину моно- та дикарбонових жирних кислот, синтетичний віск.

При тривалому застосуванні не викликає сенсибілізації і алергії. Безводна мазь не дозволяє перев'язці прилипати до рани.



Розмір	Артикул	Одиниця розрахунку	Кількість в упаковці, шт	Вантажна одиниця
5 см x 5 см	499 310	упаковка	10	40
5 см x 5 см	499 350	упаковка	50	12
7,5 см x 10 см	499 313	упаковка	10	12
7,5 см x 10 см	499 353	упаковка	50	10
10 см x 10 см	499 314	упаковка	10	20
10 см x 20 см	499 336	упаковка	30	5
20 см x 20 см	499 315	упаковка	10	8

Стерильно, запечатано поштучно.

Atrauman® Silicone / Атрауман Силікон

Пов`язка атравматична



Застосування

Для лікування поверхневих, гострих та хронічних помірно ексудуючих ран усіх типів. Добре комбінується з системою терапії негативного тиску. Використовується в якості захисного шару на неексудуючих ранах і на чутливих ділянках шкіри.

Характеристики

Атрауман Силікон – контактний шар рани, що складається з поліетилентерефталатної сітки покритої з обох сторін силіконовим гелем (на основі полидиметилсилоксана). Цей рановий контактний шар використовується для атравматичної обробки рани, він м`який, тонкий, легко драпірується, може бути вирізаний за розміром. Завдяки відкритій структурі сітки, пов`язка проникна для ексудату. Вона м'яко і безпечно прилипає до сухих, але не до вологих поверхонь. Таким чином, вона працює проти прилипання до рани.

Розмір	Артикул	Одиниця розрахунку	Кількість в упаковці, шт	Вантажна одиниця
7,5 см x 10 см	499 561	упаковка	5	4
10 см x 20 см	499 563	упаковка	5	8
20 см x 30 см	499 565	упаковка	5	4

Стерильно, запечатано поштучно.

ГідроТерапія

Терапія хронічних ран у вологому середовищі

Хронічні рани. Які зустрічаються найчастіше?

- Венозні трофічні виразки
- Діабетичні виразки (синдром діабетичної стопи)
- Пролежні

Що таке місцеве лікування хронічної рани?

Місцеве лікування хронічних ран ведеться у відповідності з сучасними знаннями про фізіологію процесу загоєння з використанням лікарських засобів, при необхідності застосовується антибактеріальна терапія, також важливе значення має застосування сучасних перев'язувальних засобів, що створюють сприятливі умови для загоєння ран.

На сьогоднішній день місцеве лікування хронічних ран полягає в підтримці вологого ранового середовища за допомогою спеціальних пов'язок, які створюють оптимальні умови для природного загоєння рани.

Що таке ГідроТерапія?

ГідроТерапія — це сучасна терапія ран, яка пропонує простий механізм лікування з використанням всього двох продуктів: **HydroClean® plus** и **HydroTac®**, яка призводить до прискорення загоєння хронічних ран.

Два кроки лікування ран:

Крок 1: HydroClean® plus:

- Промивання
- Абсорбція
- Очищення
- Стимуляція утворення факторів росту
- Зниження рівня матриксних металопротеїназ на 87%

Крок 2: HydroTac®:

- Тривале зволоження
- Тривала абсорбція
- Стимуляція утворення грануляційної тканини
- Активація факторів росту
- Створення оптимальних умов для епітелізації



Переваги ГідроТерапії

Для лікарів:

- Інноваційний і простий метод лікування
- Чіткі показання до застосування
- Безпека застосування
- Лояльність пацієнтів

Для пацієнтів:

- Скорочення тривалості лікування
- Комфорт і безболісність
- Підвищення якості життя



HydroClean® plus / ГідроКлін плюс

Абсорбуюча пов'язка з антисептиком



Застосування

Для лікування ран у вологому середовищі, для природного аутолітичного очищення рани, особливо для ран з поганою тенденцією до загоєнню, при клінічних проявах інфікування рани або при хронічних ранах різного генезу, таких як пролежні, трофічні і діабетичні виразки.

Характеристики

Готова до використання ранова пов'язка, попередньо активована розчином Рінгера. Містить антисептик полігексаметілен бігуанід (ПГМБ), зв'язаний зі структурою супер-абсорбуючого поліакрилату (САП),що міститься в пов'язці. Дана комбінація ПГМБ і САП має антибактеріальний ефект і стримує зростання мікроорганізмів усередині подушечки, запобігаючи реконтамінації рани. Силіконові смужки на робочій поверхні запобігають приклеювання пов'язки до рани; САП, що використовується в пов'язці, інактивує матриксних металлопротеїназ (ММП), в результаті чого відбувається реактивація стагнуючого загоєння в хронічній рані. Пов'язка може перебувати на рані до 72 годин, якщо немає інших показань.

HydroClean® plus cavity — активна з двох сторін форма випуску для тампонування глибоких ран і порожнин.



	Розмір	Артикул	Одиниця розрахунку	Кількість в упаковці, шт	Вантажна одиниця
HydroClean® plus	∅ 4 см	609 602	упаковка	10	6
	∅ 5,5 см	609 606	упаковка	10	6
	4 см x 8 см	609 605	упаковка	10	6
	7,5 см x 7,5 см	609 608	упаковка	10	6
	8 см x 14 см	609 614	упаковка	10	6
	10 см x 10 см	609 612	упаковка	10	6
	10 см x 17 см	609 616	упаковка	10	6
HydroClean® plus Cavity	∅ 4 см	609 622	упаковка	10	6
	7,5 см x 7,5 см	609 628	упаковка	10	6
HydroClean® plus mini	∅ 3 см	609 621	упаковка	10	6

Стерильно, запечатано поштучно.

HydroTac® / ГідроТак

Пов'язка губчата з гідрогелевим покриттям



Застосування

Для лікування помірно і слабко екссудуючих ран у вологому середовищі, для стимуляції формування грануляцій та епітелізації, за рахунок створення оптимальних умов для функціонування факторів росту. Особливо підходить для хронічних ран різного генезу і будь-якої локалізації, без клінічних ознак інфікування - трофічні венозні виразки, діабетичні виразки, пролежні та інші рани, що погано загоюються.

Характеристики

HydroTac® — абсорбуюча губчаста пов'язка, вкрита сітчастим шаром гідроактівного гелю з боку рани. Завдяки губчастії структурі і капілярному ефекту вертикальної абсорбції надлишковий рановий ексудат добре всмоктується і надійно утримується у внутрішньому шарі навіть при компресійнії дії на пов'язку, що дозволяє поєднувати лікування з компресійної терапією. Гідрогелеве покриття забезпечує достатнє зволоження сухих ран. Завдяки технології AquaClear створюється збалансована вологість ранового середовища. Гідрогелевий шар запобігає прилипанню пов'язки до рани, забезпечуючи безболісну зміну пов'язки.

HydroTac® comfort и **HydroTac® sacral** (на область крижів) - самофіксуючи версії пов`язок, вкриті зовнішнім шаром з напівпроникною плівки, непроникної для води і мікробів, забезпечені клеючим рантом.

HydroTac® concave — анатомічний варіант пов'язки для п'яток та ліктів.



	Розмір	Артикул	Одиниця розрахунку	Кількість в упаковці, шт	Вантажна одиниця
HydroTac®	∅ 6 см	685 848	упаковка	3	12
	∅ 6 см	685 849	упаковка	10	4
	10 см x 10 см	685 832	упаковка	10	4
	10 см x 20 см	685 833	упаковка	3	12
	15 см x 15 см	685 839	упаковка	3	12
	15 см x 20 см	685 843	упаковка	10	4
	20 см x 20 см	685 844	упаковка	3	6
HydroTac® sacral	18 см x 18 см	685 826	упаковка	3	6
HydroTac® concave	18 см x 18,5 см	685 824	упаковка	3	6
HydroTac® comfort	12,5 см x 12,5 см	685 815	упаковка	10	6

Стерильно, запечатано поштучно.

PermaFoam® / ПермаФоам

Пов'язка губчата



Застосування

Для інтерактивної терапії ран у вологому середовищі, для лікування трофічних і діабетичних виразок, пролежнів та інших ран різного походження, що погано гояться, для лікування ран з сильним або помірним ексудатом.

Характеристики

PermaFoam® — губчаста пов'язка з повітропроникним верхнім шаром з поліуретану, що перешкоджає проникненню рідини і мікроорганізмів. Поглинає секрет рани, одночасно створюючи збалансовану вологе середовище, що стимулює загоєння рани. Видаляється безболісно і без залишків.

PermaFoam® sacral — самофіксуюча пов'язка на крижову область.
PermaFoam® concave — самофіксуюча пов'язка на лікті і п'яти.
PermaFoam® cavity — пов'язка для тампонування глибоких ран.
PermaFoam® tracheostomy — використовується при застосуванні трахеотомічних канюль та зондів.





	Розмір	Артикул	Одиниця розрахунку	Кількість в упаковці, шт	Вантажна одиниця
PermaFoam®	∅ 6 см	409 427	упаковка	10	6
	10 см x 10 см	409 401	упаковка	10	6
	20 см x 20 см	409 406	упаковка	3	6
PermaFoam® sacral	18 см x 18 см	409 422	упаковка	3	6
	18 см x 18 см	409 431	упаковка	10	6
PermaFoam® concave	16,5 см x 18 см	409 424	упаковка	3	6
	16,5 см x 18 см	409 429	упаковка	10	6
PermaFoam® cavity	10 см x 10 см	409 425	упаковка	3	12
	10 см x 10 см	409 434	упаковка	10	6
PermaFoam tracheostomy	8 см x 8 см	409 426	упаковка	10	6

Стерильно, запечатано поштучно.

Syspur-derm® / Сюспур-дерм

Пов'язка губчата м'яка




Застосування

Для тимчасового покриття шкірних дефектів великої площі і відкритих переломів, для очищення і кондиціонування ран та виразок, для використання при підготовці до пересадки шкіри.

Характеристики

Пов'язка, що складається з двох шарів м'якої поліуретанової піни, що термічно з'єднані один з одним без клею або інших речовин. Спосіб її дії та терапевтичні характеристики виникають через різну фізичну структуру двох шарів піни. Нижній шар, що прилипає до поверхні рани, з відкритими порами, служить матрицею для регенерації тканин — стимулюється грануляція і це сприяє росту клітин. Ущільнений дрібнозернистий покривний шар діє як бар'єр проти вторинних інфекцій.



Розмір	Артикул	Одиниця розрахунку	Кількість в упаковці, шт	Вантажна одиниця
7,5 см x 10 см	999 585	упаковка	10	10
10 см x 20 см	999 588	упаковка	10	10

Стерильно, запечатано поштучно.

Sorbalgon® / Сорбалгон

Пов'язка поглинаюча з кальцію-альгінату



Застосування

Для ексудуючих ран і ран, що кровоточать, при трофічній і діабетичній виразках, пролежнях, абсцесах, фурункулах, а також для важкооброблюваних ран в невідкладній і пухлинній хірургії.

Характеристики

Тампонуюча в рану пов'язка з волокон кальцію-альгінату, яка, реагуючи з солями натрію в крові і секреті, перетворюється в гідрофільний гель, що заповнює рану і не приклеюється до неї.

Завдяки цьому виникає тісний контакт з рановою поверхнею і мікросередовище, що сприяє загоєнню. В процесі гелеутворення мікроорганізми включаються в структуру гелю.

Sorbalgon® T — тампонадні стрічки для тампонування глибоких порожнин і кишень.



	Розмір	Артикул	Одиниця розрахунку	Кількість в упаковці, шт	Вантажна одиниця
Sorbalgon®	5 см x 5 см	999 598	упаковка	10	20
	10 см x 10 см	999 595	упаковка	10	10
	10 см x 20 см	999 589	упаковка	5	8
Sorbalgon® T	2 г / 30 см	999 592	упаковка	5	10

Стерильно, запечатано поштучно.

Hydrosorb® Gel / Гідросорб Гель

Гідрогель



Застосування

Для лікування ран у вологому середовищі, особливо при лікуванні хронічних, без клінічних ознак інфікування, ран, що погано гояться: наприклад, при трофічних і діабетичних виразках або пролежнях, для лікування сухих ран з поганою тенденцією до загоєння, особливо добре підходить для глибоких ран.

Характеристики

Прозорий, в'язкий, стерильний гель, який сприяє розм'якшенню і відторгнення некрозу, завдяки чудовій вологовиділяючий здатності. Створює вологе середовище в рані і дозволяє швидко і ретельно очистити її, забезпечуючи швидке і повне загоєння. Застосування шприца забезпечує точне дозування і виділення гелю безпосередньо в рану, що знижує ризик неправильного витрачання гелю.

Артикул	Вага, г	Одиниця розрахунку	Кількість в упаковці, шт	Вантажна одиниця
900 844	15	упаковка	10	10

Стерильно, запечатано поштучно.

Hydrocoll® / Гідроколл

Пов’язка гідроколоїдна



Застосування

Для інтерактивної терапії ран у вологому середовищі, особливо клінічно неінфікованих та що погано гояться, ран: наприклад, при трофічних виразках, пролежнях, при лікуванні опіків другого ступеня, а також при стимулюванні процесів епіталізації в місцях взяття розщеплених шкірних трансплантатів, при саднах.

Характеристики

Hydrocoll® — самофіксуюча гідроколоїдна пов’язка з напівпроникним верхнім шаром, що перешкоджає проникненню мікроорганізмів і води. Шляхом перетворення в гель гідроколоїдних частинок пов’язка сприяє створенню вологого середовища в рані, прискорює її очищення, стимулює процес грануляції і епіталізації. Безболісно видаляється не подразнюючи рани.

Hydrocoll® sacral — самофіксуюча пов’язка спеціальної форми для лікування пролежнів в області крижів.

Hydrocoll® concave — самофіксуюча пов’язка на лікті і п’яти.
Hydrocoll® thin — самофіксуюча пов’язка з помірною абсорбуючою здатністю, використовується переважно на стадії епітелізації.



	Розмір	Артикул	Одиниця розрахунку	Кількість в упаковці, шт	Вантажна одиниця
Hydrocoll®	5 см x 5 см	900 947	упаковка	10	20
	7,5 см x 7,5 см	900 948	упаковка	10	20
	10 см x 10 см	900 938	упаковка	10	20
	15 см x 15 см	900 939	упаковка	10	16
	20 см x 20 см	900 940	упаковка	10	16
Hydrocoll® sacral	18 см x 18 см	900 945	упаковка	10	8
Hydrocoll® concave	13,5 см x 15 см	900 946	упаковка	10	8
Hydrocoll® thin	7,5 см x 7,5 см	900 954	упаковка	10	20
	10 см x 10 см	900 942	упаковка	10	20
	15 см x 15 см	900 943	упаковка	10	16

Стерильно, запечатано поштучно.

Zetuvit® / Цетувіт

Пов’язка сорбційна





Застосування

Для догляду за помірно ексудуючими ранами.

Характеристики

Сорбційна пов’язка, вкрита шаром нетканого поліпропіленового матеріалу, що не приклеюється до рани; абсорбуючий внутрішній шар складається з м’якої розпушеної целюлози і зони для розподілу виділень з рани; на зовнішній стороні пов’язки вологовідштовхувальний поліпропіленовий шар білого кольору, що захищає від забруднень.

Розмір	Артикул	Одиниця розрахунку	Кількість в упаковці, шт	Вантажна одиниця
10 см x 10 см	413 701	упаковка	25	9
10 см x 20 см	413 702	упаковка	25	9
20 см x 20 см	413 703	упаковка	15	7
20 см x 40 см	413 704	упаковка	5	12
13,5 см x 25 см	413 705	упаковка	10	10

Стерильно, запечатано поштучно.

Zetuvit® plus / Цетувіт плюс

Пов’язка сорбційна з суперабсорбентом



Застосування

Для лікування ран з великою ексудацією, застосовується в усіх сферах медицини; особливо підходить для лікування хірургічних і лімфатичних ран, трофічних виразок, пухлин; також може поєднуватися з компресійної терапією.

Характеристики

Zetuvit® plus — чотирьохшарова атравматична суперабсорбуюча раневая пов’язка, зі спеціально розробленою сорбційною подушкою, що складається з розпушеної целюлози з суперабсорбуючим полімером, вкритої нетканим шаром для забезпечення рівномірного розподілу рідини; зовнішній шар пов’язки виготовлений зі спеціального водовідштовхувального, повітропроникного нетканого матеріалу зеленого кольору для захисту від забруднення; сторона, що стикається з раною, вкрита м’яким дво-шаровим нетканим матеріалом, що не приклеюється до рани, внутрішня поверхня якого має сильний капілярний ефект, завдяки чому ексудат швидко вбирається в сорбційну подушку. М’яка і повітропроникна, легко драпірується по контуру тіла і володіє високим амортизуючим ефектом.



Розмір	Артикул	Одиниця розрахунку	Кількість в упаковці, шт	Вантажна одиниця
10 см x 10 см	413 710	упаковка	10	8
10 см x 20 см	413 711	упаковка	10	6
15 см x 20 см	413 712	упаковка	10	8
20 см x 25 см	413 713	упаковка	10	6

Стерильно, запечатано поштучно.

Cosmopor® E / Космопор Е

Пов`язка пластирна



Застосування

Для догляду за післяопераційними ранами, а також для стерильного догляду при незначних пошкодженнях шкіри.

Характеристики

Самоклеюча пов`язка на рану з м`якого нетканого матеріалу з спеціальною абсорбуючою подушечкою, що не приклеюється до рани. Має хорошу сорбційну здатністю і захисні властивості, сприятлива для шкіри за рахунок гіпоалергенних властивостей синтетичного клею.



Розмір, см	Артикул	Одиниця розрахунку	Кількість в упаковці, шт	Вантажна одиниця
7,2 см x 5 см	900 870	упаковка	50	20
10 см x 6 см	900 871	упаковка	25	27
15 см x 6 см	900 872	упаковка	25	18
10 см x 8 см	900 873	упаковка	25	22
15 см x 8 см	900 874	упаковка	25	14
20 см x 10 см	900 876	упаковка	25	12
25 см x 10 см	900 877	упаковка	25	8
35 см x 10 см	900 878	упаковка	25	8

Стерильно, запечатано поштучно.

Cosmopor® advance / Космопор едванс

Пов`язка пластирна



Застосування

Для догляду за післяопераційними ранами, а також при незначних пошкодженнях шкіри, особливо для ексудуючих ран.

Характеристики

Самоклеюча пов`язка на рану з м`якого нетканого матеріалу з інноваційною абсорбуючою подушечкою, що не приклеюється до рани, на основі запатентованої технології ДрайБарьер. Висока абсорбуюча здатність і блокуючий шар з суперабсорбенту запобігає наявність вологості в рані і дозволяє пов'язці довше інших залишатися на рані, що скорочує частоту зміни. Сприятлива для шкіри за рахунок гіпоалергенних властивостей синтетичного клею.



Розмір	Артикул	Одиниця розрахунку	Кількість в упаковці, шт	Вантажна одиниця
7,2 см x 5 см	901 018	упаковка	10	20
7,2 см x 5 см	901 010	упаковка	25	20
10 см x 6 см	901 011	упаковка	25	24
10 см x 8 см	901 013	упаковка	25	18
15 см x 8 см	901 014	упаковка	25	12
20 см x 10 см	901 015	упаковка	25	10
25 см x 10 см	901 016	упаковка	10	8
35 см x 10 см	901 017	упаковка	10	8

Стерильно, запечатано поштучно.

Cosmopor® steril / Космопор стеріл

Пов`язка пластирна



Застосування

Для догляду за післяопераційними ранами, а також при незначних пошкодженнях шкіри, особливо для ексудуючих ран.

Характеристики

Стерильна самоклеюча пов`язка на рану з м`якого нетканого матеріалу вкрита гіпоалергенним акриловим клеєм з абсорбуючою подушечкою, що не приклеюється до рани. Має хорошу сорбційну здатністю і захисні властивості, сприятлива для шкіри за рахунок гіпоалергенних властивостей синтетичного клею.
Продукт не містить латексу.

Розмір	Артикул	Одиниця розрахунку	Кількість в упаковці, шт	Вантажна одиниця
7,2 см x 5 см	900 833	упаковка	10	20
7,2 см x 5 см	900 800	упаковка	50	20
10 см x 6 см	900 802	упаковка	25	27
15 см x 6 см	900 804	упаковка	25	18
10 см x 8 см	900 806	упаковка	25	22
15 см x 8 см	900 808	упаковка	25	14
20 см x 8 см	900 810	упаковка	25	12
20 см x 10 см	900 812	упаковка	25	12
25 см x 10 см	900 814	упаковка	25	8
35 см x 10 см	900 816	упаковка	25	8
10 см x 10 см	900 820	упаковка	25	8
15 см x 15 см	900 823	упаковка	25	8

Стерильно, запечатано поштучно.

Hydrofilm® plus / Гідрофілм плюс

Пов`язка плівкова прозора з абсорбуючою подушечкою



Застосування

Для догляду за ранами з помірним виділенням, використовується в якості захисту від вторинної інфекції, а також для стерильного догляду при незначних пошкодженнях шкіри.

Характеристики

Самофіксуюча прозора пов'язка на рану з абсорбуючою подушечкою, що не прилипає до рани, з напівпроникної, водовідштовхувальної поліуретанової плівки, що перешкоджає проникненню мікроорганізмів. Гіпоалергенний клей видаляється, не подразнюючи рани.



Розмір	Артикул	Одиниця розрахунку	Кількість в упаковці, шт	Вантажна одиниця
5 см x 7,2 см	685 770	упаковка	5	20
5 см x 7,2 см	685 771	упаковка	50	10
9 см x 10 см	685 772	упаковка	5	20
9 см x 10 см	685 773	упаковка	50	10
9 см x 15 см	685 774	упаковка	5	20
9 см x 15 см	685 775	упаковка	25	10
10 см x 12 см	685 776	упаковка	25	10
10 см x 20 см	685 777	упаковка	5	10
10 см x 20 см	685 778	упаковка	25	10
10 см x 25 см	685 779	упаковка	25	10
10 см x 30 см	685 780	упаковка	25	10

Стерильно, запечатано поштучно.

Hydrofilm® / Гідрофілм

Пов`язка плівкова прозора



Застосування

Використовується як захист від вторинної інфекції та механічних подразнень в процесі загоєння ран, що майже загоєні та розпочався процес епітелізації, а також при фіксуванні катетерів і канюль. Ідеальна в якості вторинної пов'язки: наприклад, для покриття гелеутворюючих пов'язок, таких як Sorbalgon.

Характеристики

Прозора самофіксуюча пов'язка на рану; з напівпроникної поліуретанової плівки, що перешкоджає проникненню мікроорганізмів і води. Прозорість матеріалу дозволяє стежити за ходом раневого процесу. Гіпоалергенний клей, не подразнюючи рану, безболісно і без залишків видаляється.



Розмір	Артикул	Одиниця розрахунку	Кількість в упаковці, шт	Вантажна одиниця
6 см x 7 см	685 755	упаковка	10	20
6 см x 7 см	685 756	упаковка	100	10
10 см x 12,5 см	685 757	упаковка	10	20
10 см x 12,5 см	685 758	упаковка	100	10
10 см x 15 см	685 759	упаковка	10	10
10 см x 15 см	685 760	упаковка	50	10
15 см x 20 см	685 761	упаковка	10	10
15 см x 20 см	685 762	упаковка	50	10
10 см x 25 см	685 763	упаковка	25	10
12 см x 25 см	685 764	упаковка	25	10
20 см x 30 см	685 765	упаковка	10	10

Стерильно, запечатано поштучно.

Hydrofilm® I.V. Control / Гідрофілм Ай.Ві. Контрол

Пов`язка плівкова для фіксації канюль





Застосування

Для стерильного захисту місця пункції.

Характеристики

Двокомпонентна самофіксуюча пов`язка с закругленими краями для запобігання відлипання. Основа матеріалу: білий нетканий поліестр, який повністю вкритий напівпроникною прозорою поліуретановою плівкою з гіпоалергенним поліакрилатним клеєм, що перешкоджає проникненню мікроорганізмів і води. Прозоре віконце дозволяє здійснювати візуальний контроль за місцем пункції.

Розмір	Артикул	Одиниця розрахунку	Кількість в упаковці, шт	Вантажна одиниця
9 см x 7 см	685 741	упаковка	50	12

Стерильно, запечатано поштучно.

Hydrofilm® I.V. / Гідрофілм Ай.Ві.

Пов`язка плівкова для фіксації канюль





Застосування

Для стерильного захисту місця пункції.

Характеристики

Прозора самофіксуюча пов`язка с закругленими краями для запобігання відлипання, з напівпроникною, що перешкоджає проникненню мікроорганізмів і води, поліуретановою плівкою. Прозорість матеріалу дозволяє контролювати місце пункції без видалення пов'язки; гіпоалергенний клей не подразнює шкіру.

Розмір	Артикул	Одиниця розрахунку	Кількість в упаковці, шт	Вантажна одиниця
9 см x 7 см	685 740	упаковка	50	12

Стерильно, запечатано поштучно.

Cosmopor® I.V. / Космопор Ай.Ві.

Пов`язка пластирна для фіксації канюль





Застосування

Для стерильного захисту місця пункції.

Характеристики

Самоклеюча гіпоалергенна пов`язка з нетканого матеріалу для фіксації канюль з неприлипаючою подушечкою в місті проколу; в доповненні забезпечена ізолюючою подушечкою, що захищає шкіру від подразнення канюлей.

Розмір	Артикул	Одиниця розрахунку	Кількість в упаковці, шт	Вантажна одиниця
8 см x 6 см	900 805	упаковка	50	8

Стерильно, запечатано поштучно.

Hydrofilm® Roll / Гідрофілм ролл

Пов`язка плівкова прозора



Застосування

Суцільне прозоре плівкове покриття для фіксації ранових пов'язок; дає можливість візуальної оцінки стану пов'язки без її видалення; забезпечує захист від потрапляння води, наприклад при прийнятті душа; спрощує фіксацію пов'язок в анатомічно складних областях, на суглобах, на частинах тіла, що мають конічну або округлу форму; підходить для пацієнтів з чутливою шкірою. Може застосовуватися при формуванні вакуум-асистованої пов'язки для усунення порушень герметичності її плівкового покриття.

Характеристики

Водонепроникна плівкова пов`язка виготовлена із прозорого поліуретану, с нанесеним гіпоалергенним клеєм; завдяки паперовій основі легко розгортається і ріжеться до необхідного розміру; не викликає мацерації шкіри, надійно фіксується, безболісно видаляється, не залишаючи слідів на шкірі.



Розмір	Артикул	Одиниця розрахунку	Кількість в упаковці, шт	Вантажна одиниця
5 см x 10 м	685 790	упаковка	1	24
10 см x 2 м	685 791	упаковка	1	24
10 см x 10 м	685 792	упаковка	1	32
15 см x 10 м	685 793	упаковка	1	20

Нестерильний, в рулонах по 2 і 10 м.

Omnifix® Elastic / Омніфікс еластик

Пластир еластичний фіксуючий на нетканій основі



Застосування

Для суцільної фіксації ранових пов'язок, особливо на суглобах, рухомих і кінцевих частинах тіла, для фіксації вимірювальних приладів, зондів, канюль.
Рекомендується пацієнтам з чутливою шкірою.

Характеристики

Гіпоалергенний фіксуючий пластир з білого нетканого матеріалу з гіпоалергенним синтетичним клеєм, сприятливий для шкіри. Особливо м`який, розтягується в поперечному напрямку, з високою повітро- і паропроникністю, не викликає мацерації шкіри, надійно тримається, видаляється безболісно і без залишків. Проникний для рентгенівських променів.



Розмір	Артикул	Одиниця розрахунку	Кількість в упаковці, шт	Вантажна одиниця
10 см x 2 м	900 601	упаковка	1	64
2,5 см x 10 м	900 606	упаковка	2	63
5 см x 10 м	900 602	упаковка	1	63
10 см x 10 м	900 603	упаковка	1	36
15 см x 10 м	900 604	упаковка	1	24
20 см x 10 м	900 605	упаковка	1	18
30 см x 10 м	900 607	упаковка	1	12

Нестерильний, в рулонах по 2 і 10 м.

Omnipor® / Омніпор

Пластир фіксуючий з нетканого матеріалу



Застосування

Для делікатної фіксації пов'язок всіх видів, для закріплення зондів, канюль, катетерів. Рекомендується для пацієнтів з особливо чутливою шкірою.

Характеристики

Гіпоалергенний фіксуючий пластир з білого нетканого матеріалу з синтетичним каучуковим клеєм, з підвищеною повітро- і паропроникністю. Не викликає мацерації, надійно тримається, видаляється безболісно і без залишків, має водовідштовхувальне просочення, легко відривається. Індиферентний до рентгенівських променів, стійкий до температурних впливів.



Розмір	Артикул	Одиниця розрахунку	Кількість в упаковці, шт	Вантажна одиниця
1,25 см x 5 м	900 436	упаковка	1	300
2,5 см x 5 м	900 437	упаковка	1	240
5 см x 5 м	900 438	упаковка	1	120
1,25 см x 9,2 м	900 424	упаковка	1	300
2,5 см x 9,2 м	900 425	упаковка	1	240
5 см x 9,2 м	900 426	упаковка	1	120
1,25 см x 9,2 м	900 545	упаковка	24	18
2,5 см x 9,2 м	900 546	упаковка	12	12
5 см x 9,2 м	900 547	упаковка	6	16

На пластикових котушках, в складних коробках.

Omniplast® / Омніпласт

Пластир фіксуючий текстильний



Застосування

Для фіксації пов'язок всіх видів, для закріплення зондів, канюль, катетерів. Рекомендується пацієнтам з чутливою шкірою.

Характеристики

Фіксуючий пластир з текстильної тканини кольору шкіри з синтетичним каучуковим клеєм. Має сильну клеючу властивість, особливо міцний, має водовідштовхувальне просочення. Індиферентний до рентгенівських променів, стійкий до температурних режимів.



Розмір	Артикул	Одиниця розрахунку	Кількість в упаковці, шт	Вантажна одиниця
1,25 см x 5 м	900 440	упаковка	1	300
2,5 см x 5 м	900 441	упаковка	1	240
5 см x 5 м	900 442	упаковка	1	120
1,25 см x 9,2 м	900 573	упаковка	1	100
2,5 см x 9,2 м	900 574	упаковка	1	80
5 см x 9,2 м	900 575	упаковка	1	40

На пластикових котушках, в складних коробках.

Omnisilk® / Омнісілк

Пластир фіксуючий зі штучного шовку



Застосування

Для делікатної фіксації пов'язок всіх видів, для закріплення зондів, канюль, катетерів. Рекомендується для пацієнтів з чутливою шкірою.

Характеристики

Гіпоалергенний фіксуючий пластир з білого штучного шовку з синтетичним каучуковим клеєм, повітро-і паропроникний. Надійно тримається, міцний, видаляється безболісно і без залишків. Завдяки зигзагоподібній кромці легко відривається поперек. Індиферентний до рентгенівських променів, стійкий до температурних впливів.



Розмір	Артикул	Одиниця розрахунку	Кількість в упаковці, шт	Вантажна одиниця
1,25 см x 5 м	900 430	упаковка	1	300
2,5 см x 5 м	900 431	упаковка	1	240
5 см x 5 м	900 432	упаковка	1	120
1,25 см x 9,2 м	900 418	упаковка	1	300
2,5 см x 9,2 м	900 419	упаковка	1	240
5 см x 9,2 м	900 420	упаковка	1	120

На пластикових котушках, в складних коробках.

Omnifilm® / Омніфілм

Пластир фіксуючий з прозорої плівки



Застосування

Для вологостійкої фіксації пов'язок всіх видів, для закріплення зондів, канюль, катетерів. Рекомендується пацієнтам з чутливою шкірою.

Характеристики

Гіпоалергенний фіксуючий пластир з пористої прозорої плівки з поліакрілатним клеєм, повітро-і паропроникний, водостійкий. Надійно тримається, міцний, видаляється безболісно і без залишків, легко рветься в обох напрямках. Індиферентний до рентгенівських променів, стійкий до температурних впливів.



Розмір	Артикул	Одиниця розрахунку	Кількість в упаковці, шт	Вантажна одиниця
1,25 см x 5 м	900 433	упаковка	1	300
2,5 см x 5 м	900 434	упаковка	1	240
5 см x 5 м	900 435	упаковка	1	120
1,25 см x 9,2 м	900 421	упаковка	1	300
2,5 см x 9,2 м	900 422	упаковка	1	240
5 см x 9,2 м	900 423	упаковка	1	120

На пластикових котушках, в складних коробках.

Omnistrip® / Омністріп

Смужки для безшовного закриття ран



Застосування

Для атравматичного закриття невеликих ран і хірургічних розрізів, а також для зведення країв рани і стабілізації свіжих післяопераційних рубців.

Характеристики

Гіпоалергенні смужки на післяопераційні шви з нетканого матеріалу кольору шкіри з поліакрілатних клеєм, закругленими кутами, високою повітро-й паропроникність, не викликають мацерації шкіри, надійно тримаються, видаляються безболісно і без залишку. Індиферентні до опромінення, стійкі до температурних впливів.



Розмір	Артикул	Одиниця розрахунку	Кількість в упаковці, шт	Вантажна одиниця
3 мм x 76 мм	540 681	упаковка	50 x 5	6
6 мм x 38 мм	540 682	упаковка	50 x 6	6
6 мм x 76 мм	540 683	упаковка	50 x 3	6
6 мм x 101 мм	540 684	упаковка	50 x 10	6
12 мм x 101 мм	540 685	упаковка	50 x 6	6
25 мм x 127 мм	540 686	упаковка	50 x 4	6

Стерильно.

Medicomp® drain / Медікомп дрейн

Серветки з нетканого матеріалу з надрізом



Застосування

Для догляду за раною при дренуванні та трахеотомії, і навіть як захист у разі застосування канюлі і зондів.

Характеристики

Білі серветки з нетканого матеріалу марлевої структури з Y-подібним вирізом, з високим вмістом віскози, без зв`язувальних речовин і оптичних освітлювачів, м`які та повітропроникні. Завдяки двом додатковим шарам мають підвищену абсорбуючу здатністю.

Всі розміри складені у 6 шарів.



Розмір	Артикул	Одиниця розрахунку	Кількість в упаковці, шт	Вантажна одиниця
10 см x 10 см	421 535	упаковка	25 x 2	8
7,5 см x 7,5 см	421 533	упаковка	25 x 2	12

Стерильні, запечатані в пакетики по 2 шт.

Medicomp® / Медікомп

Серветки з нетканого матеріалу



Застосування

Для загальної обробки ран, в якості тампонів та компресів під час амбулаторного та стаціонарного втручання.

Характеристики

Білі серветки з нетканого матеріалу марлевої структури, з високим вмістом віскози, без зв`язувальних речовин і оптичних освітлювачів, м`які та повітропроникні.

Всі розміри складені у 4 шари.



Розмір	Артикул	Одиниця розрахунку	Кількість в упаковці, шт	Вантажна одиниця
5 см x 5 см	411 074	упаковка	25 x 2	50
7,5 см x 7,5 см	411 072	упаковка	25 x 2	40
10 см x 10 см	411 064	упаковка	25 x 2	40
10 см x 20 см	411 075	упаковка	25 x 2	15

Стерильні, запечатані в пакетики по 2 шт.

Medicomp® Extra / Медікомп Екстра

Серветки з нетканого матеріалу



Застосування

Для загальної обробки ран, в якості тампонів та компресів під час амбулаторного та стаціонарного втручання.

Характеристики

Білі серветки з нетканого матеріалу марлевої структури, з високим вмістом віскози, без зв`язувальних речовин і оптичних освітлювачів, м`які та повітропроникні. Завдяки двом додатковим шарам мають підвищену абсорбуючу здатністю.

Всі розміри складені у 6 шарів.



Розмір	Артикул	Одиниця розрахунку	Кількість в упаковці, шт	Вантажна одиниця
5 см x 5 см	411 078	упаковка	25 x 2	30
7,5 см x 7,5 см	411 076	упаковка	25 x 2	30
10 см x 10 см	411 077	упаковка	25 x 2	24
10 см x 20 см	411 079	упаковка	25 x 2	9

Стерильні, запечатані в пакетики по 2 шт.

Peha-haft® color / Пеха-хафт колор

Бинт когезивний фіксуючий, синій та червоний колір



Застосування

Для фіксації пов'язок всіх видів, особливо на суглобах, а також частинах тіла, що мають конічну або округлу форму.

Характеристики

Кольоровий (червоний / синій) когезивних фіксуючий бинт з подвійним ефектом зчеплення завдяки крепованій структурі тканини і мікроточковому просоченню гіпоалергенним синтетичним клеєм. Не містить латексу! Розтяжність приблизно 100%. За рахунок когезивних властивостей досягається економна витрата бинта — кілька витків забезпечують надійну фіксацію на тривалий термін.

Склад

Віскоза, бавовна, поліамід; просочення без латексу.

	Розмір	Артикул	Одиниця розрахунку	Кількість в упаковці, шт	Вантажна одиниця
Peha-haft Color синій, довжина 20 м*	6 см	932 473	упаковка	1	24
	8 см	932 474	упаковка	1	24
	10 см	932 475	упаковка	1	24
Peha-haft Color червоний, довжина 20 м*	6 см	932 460	упаковка	1	24
	8 см	932 461	упаковка	1	24
	10 см	932 462	упаковка	1	24

Упаковані індивідуально в картонні складні коробки.

Peha-haft® / Пеха-хафт

Бинт когезивний фіксуючий



Застосування

Для фіксації пов'язок всіх видів, особливо на суглобах, а також частинах тіла, що мають конічну або округлу форму.

Характеристики

Когезивних фіксуючий бинт з подвійним ефектом зчеплення завдяки крепованій структурі тканини і мікроточковому просоченню гіпоалергенним синтетичним клеєм. Не містить латексу! Розтяжність 80%. За рахунок когезивних властивостей досягається економна витрата бинта — кілька витків забезпечують надійну фіксацію на тривалий термін.

Склад

Віскоза, бавовна, поліамід; просочення без латексу.



	Розмір	Артикул	Одиниця розрахунку	Кількість в упаковці, шт	Вантажна одиниця
Peha-haft, довжина 4 м*	4 см	932 441	упаковка	1	120
	6 см	932 442	упаковка	1	120
	8 см	932 443	упаковка	1	120
	10 см	932 444	упаковка	1	120
	12 см	932 445	упаковка	1	120
Peha-haft, довжина 20 м*	4см	932 446	упаковка	1	24
	6 см	932 447	упаковка	1	24
	8 см	932 448	упаковка	1	24
	10 см	932 449	упаковка	1	24
	12 см	932 450	упаковка	1	24

Упаковані індивідуально в картонні складні коробки.

* Довжина бинта вказана в розтягнутому стані.

Peha-fix® / Пеха-фікс

Бинт еластичний фіксуючий





Застосування

Для фіксації пов'язок всіх видів, особливо на суглобах, а також частинах тіла, що мають конічну або округлу форму.

Характеристики

Бинт з м'якої еластичної крепованого тканини з високим вмістом натурального волокна. Розтяжність 125%, надійно закріплюється і не сповзає. Стійкий до кип'ятіння та стерилізації (пар А 134 °С).

Склад

Віскоза, поліамід.

Розмір*	Артикул	Одиниця розрахунку	Кількість в упаковці, шт	Вантажна одиниця
4 см x 4 м	303 070	упаковка	1	160
6 см x 4 м	303 071	упаковка	1	200
8 см x 4 м	303 072	упаковка	1	200
10 см x 4 м	303 073	упаковка	1	120
12 см x 4 м	303 074	упаковка	1	80

Бинти індивідуально загорнуті в ПП-плівку та упаковані в складні коробки.

Stulpa-fix® / Штюльпа-фікс

Еластичний трубчасто-сітчастий бинт для фіксації



Застосування

Для фіксації пов'язок всіх видів і розмірів.

Характеристики

Високоеластичний сітчастий трубчастий бинт з високим вмістом бавовни, надійнаі довготривала фіксація, швидка і зручна заміна ранових пов'язок, можливість розрізання бинта в будь-якому місці без подальшого розпуску. Утримання пов'язок може бути виконано на всіх частинах тіла в залежності від розміру. Стійкий до стерилізації (пар А 134 ° С). Довжина бинта в розтягнутому стані 25 м.

Склад

Бавовна, поліамід, еластан.



Рекомендації щодо застосування на дорослому / дитині	Артикул	Розмір	Одиниця розрахунку	Кількість в упаковці, шт	Вантажна одиниця
На палець / На палець	932 541	№1	упаковка	1	16
На кисть руки / На кисть руки, передпліччя, ногу, стопу	932 542	№2	упаковка	1	10
На кисть руки, передпліччя / На голову, тулуб	932 543	№3	упаковка	1	8
На ногу, стопу / На тулуб	932 544	№4	упаковка	1	5
На голову / На тулуб	932 545	№ 5	упаковка	1	4
На тулуб / –	932 546	№ 6	упаковка	1	3
На тулуб / –	932 547	№ 7	упаковка	1	4

Упаковані індивідуально в картонні складні коробки.

* Довжина бинта вказана в розтягнутому стані.

Pütterbinde® / Пюттербинт

Бинт еластичний середньої розтяжності з 100% бавовни



Застосування

Для створення сильного компресійного впливу при гострих і хронічних венозних захворюваннях, в тому числі при венозних набряках, венозних трофічних виразках, тромбофлебіті, після флебосклеротизуючого лікування, в якості підтримуючої і знімаючої навантаження пов'язки при пошкодженнях опорно-рухового апарату.

Характеристики

Класичний еластичний бинт середньої розтяжності (розтяжність 90%) з 100% бавовни, стійкий до жиру і поту, кип'ятіння, стерилізації (пар А 134 ° С) і рентгенівського випромінювання, тілесного кольору, з обробленою крайкою і укріпленими краями, з зажимами для зберігання.

Підходить для створення сильного компресійного впливу. Забезпечує високий робочий тиск з низьким тиском спокою. Покращує кровообіг і лімфоток, позитивно впливає на венозну гемодинаміку в ногах.

Склад

Бавовна.

Розмір*	Артикул	Одиниця розрахунку	Кількість в упаковці, шт	Вантажна одиниця
6 см x 5 м	931 807	упаковка	1	40
8 см x 5 м	931 808	упаковка	1	40
10 см x 5 м	931 810	упаковка	1	40
12 см x 5 м	931 812	упаковка	1	60

Упаковані індивідуально в картонні складні коробки.

* Довжина бинта вказана в розтягнутому стані.

ГідроТерапія —

двоетапна інноваційна технологія терапії хронічних ран у вологому середовищі



1-й крок:
Hydro**Clean® plus**

Абсорбуюча пов`язка з властивостями, що прискорюють загоєння ран.

На стадії запалення і грануляції.

2-й крок:
Hydro**Tac®**

Губчата абсорбуюча пов`язка з гідрогелевим покриттям.

На стадії грануляції і епіталізації.

WUWHS World Union of Wound Healing Societies
JWC journal of wound care

HydroClean® plus — премія Всесвітнього союзу товариств по загоєнню ран (JWC/WUWHS) в категорії «Найінноваційніші пов'язки для лікування ран».*

www.hartmann.com.ua
www.hartmann24.com.ua

* www.jwcworldunion.com/2016-winners/

АЛГОРИТМ ВИКОРИСТАННЯ ПОВ'ЯЗОК «ПАУЛЬ ХАРТМАНН» В ХІРУРГІЧНОМУ ВІДДІЛЕННІ

Класифікація пов'язок	Назва пов'язки	Фаза ранового процесу	Ранове явище	Ексудація помірна/значна	Інтервал зміни пов'язки	Стан шкіри	Контакт з рановою поверхнею	Глибокі рани	Ушиті рани	Гострі рани	Хронічні рани	АДП*	Донорські рани
Суперабсорбуючі пов'язки	ГідроКлін ГідроКлін кевіті ГідроКлін плюс Гідроклін плюс кевіті	I		+,++	1	N	так	ні	ні	так	так	ні	ні
						P		так					
					1-3	N		ні					
						P		так					
Альгінатні пов'язки	Сорбалгон Сорбалгон Т	I-II		++	1-3	P	так	так	ні	так	так	ні	так
Губчаті пов'язки**	ПемаФом ПемаФом комфорт ПемаФом сакрал ПемаФом конкейв ПемаФом кевіті				2-4	N		ні					ні
						P		так					
	ГідроТак ГідроТак комфорт ГідроТак сакрал ГідроТак конкейв	II-III		+	2-4	P		ні					так
						N							
	Сюспур-дерм	I-II		+,++	1							так	
Гідроколоїдні пов'язки	Гідрокол тонкий Гідрокол Гідрокол сакрал Гідрокол конкейв	III		+	5-7	N	так	ні	ні	так	так	ні	так
		II		+,++									ні
Гідрогелеві пов'язки	ГідроТак Транспарент ГідроТак Транспарент комфорт	II-III		0/+	5-7	P							так
						N							
	Гідросорб гель	I-II			1-3	P		так					ні
Напівпроникні плівки	Гідрофільм Гідрофільм плюс	III		0	2-5	N	так	ні	так	так	ні	ні	так
Післяопераційні фіксуючі пов'язки	Космопор Е Космопор Стеріл Космопор Едванс	Післяопераційна закрита рана (шви)		0/+	1-2					ні			ні
				++	2-5								
Атравматичні (сітчасті) пов'язки	Атрауман Ag	I-II		+	3-7	P	так	так	ні	так	так	так	так
	Атрауман Силікон				1-3								
	Атрауман												
	Гразолінд												
Сорбційні пов'язки	Цетувіт Цетувіт плюс	I-II		++	1-3	P	ні	ні	так	так	так	ні	ні

Ранове явище	некроз	інфекція	фібрин	грануляція	епіталізація
Стан шкіри в області рани	Тип шкіри навколо рани — лише нормальна шкіра (N)			Будь-який тип шкіри, в тому числі проблемна та в стані запалення	
*	АДП — аутодермопластика				
**	На клінічно інфікованих ранах використовуються у комбінації з пов'язкою Атрауман Ag				
Ексудація	відсутня, рана суха (0)	помірна (+)		значна (++)	

Частота зміни пов'язок залежить від ступені ексудації.

Тип пов'язки "сакрал" — для використання в крижовій області, "конкейв" — для використання на ліктях та п'ятах.